



# Dispatch® Hospital Cleaner Disinfectant with Bleach

Optimizing the use of Dispatch® products in hospitals

For more information, contact your Clorox representative or call (800) 234-7700. email: [healthcare@clorox.com](mailto:healthcare@clorox.com) visit us: [www.cloroxprofessional.com](http://www.cloroxprofessional.com)



1. REMOVE gross soil if visible. For *C. difficile* spores, always clean surface prior to disinfecting.



2. POUR directly onto hard, nonporous surface or a clean, dry cloth or Microfiber cloth. Wipe surface with cloth until completely wet. Gloves should be worn.



3. To DISINFECT, let stand for 1 MINUTE. To kill TB, allow 30 seconds contact at room temperature. To kill *C. difficile* spores, allow 5 minutes contact. WIPE with a clean, damp cloth. Allow to air dry.



**Commercial  
SOLUTIONS®**

© 2011 Clorox Professional Products Company  
1221 Broadway, Oakland, CA 94612

NI-15708

## Applications: Medical

Hard, nonporous hospital surfaces such as autoclaves, blood glucose monitors, external surfaces of medical equipment, IV poles, exam tables, bed railings, external surfaces of dialysis machines, gurneys, mammography equipment, plastic mattress covers, phlebotomy trays, reception counters, external surfaces of respiratory equipment, stretchers, external surfaces of ultrasound transducers and probes, wash basins and wheelchairs.

## Use Sites: Medical

Ambulance, central service, critical care, dialysis clinics, emergency rooms, exam rooms, home healthcare, hospitals, intensive care, laboratories, neonatal nursery, patient rooms, physical therapy rooms, physician offices, radiology, recovery rooms, respiratory therapy and surgery.

Use product as directed.

## Limpiador Dispatch® para Uso en Hospitales Desinfectante con Blanqueador Maximizando el uso de los productos Dispatch® en hospitales

Para más información, comuníquese con su representante de Clorox o llame al (800) 234-7700. correo electrónico: healthcare@clorox.com visítenos: www.cloroxprofessional.com



1. QUITE la mugre visible y grande. Para las esporas *C. difficile*, limpie siempre la superficie antes de desinfectar.



2. VIERTA directamente sobre las superficies duras y sin poros o en un paño limpio y seco, o en un paño de Microfibra. Limpie la superficie con un paño hasta que esté completamente mojada.



3. Para DESINFECTAR, deje reposar por 1 MINUTO. Para eliminar la TB, deje 30 segundos de contacto a temperatura ambiental. Para eliminar las esporas de *C. difficile*, deje 5 minutos de contacto. LIMPIE con un paño limpio y húmedo. Deje secar al aire.

### Aplicaciones: Médicas

Superficies duras y sin poros de hospitales tales como autoclaves, monitores de glucosa de la sangre, superficies exteriores de equipo médico, bases para intravenosas, mesas de examinación, barandas de cama, superficies exteriores de máquinas de diálisis, camillas con ruedas, equipo para mamografías, cobertores plásticos para colchones, bandejas de flebotomía, mostradores de recepción, superficies exteriores de equipo respiratorio, camillas, superficies exteriores de transductores y sondas de ultrasonido, palanganas y sillas de rueda.

### Lugares de Uso: Médicos

Ambulancia, servicio central, cuidado crítico, clínicas de diálisis, salas de urgencias, cuartos de examinación, cuidado de salud en casa, hospitales, cuidado intensivo, laboratorios, sala cuna para neonatales, cuartos de pacientes, salas para terapia física, consultorios médicos, radiología, cuartos de recuperación, terapia respiratoria y operaciones.

Use el producto como se indica.



**Commercial  
SOLUTIONS®**

© 2011 Clorox Professional Products Company  
1221 Broadway, Oakland, CA 94612